

## CASSETTA PRIMO SOCCORSO HACCP ALLEGATO 2 DM388 CONTENUTO MAGGIORATO FINO A 2 LAVORATORI



<b>Modello</b>	<b>PCPS100</b>
<b>Classificazione</b>	Per aziende del Gruppo C
<b>Norma di riferimento</b>	Contenuto a norma dell'ALLEGATO 2 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 27 del 03 febbraio 2004 D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45
<b>Regolamento UE</b>	I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso, sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017.
<b>Cassetta vuota</b>	<b>PCAV288:</b> Valigetta bianca realizzata in plastica, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti

### Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03
- 2 Guanti COPOLIM paio sterili taglia unica
- 1 flacone disinfettante 125 ml iodopovidone 10% iodio PMC
- 1 Soluzione fisiologica 250 ml CE
- 1 Busta di garza sterile compressa cm 18x40
- 1 Busta di garza sterile compressa cm 10x10 cm
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Confezione di 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza m 3,5x10cm
- 1 Forbici tagliabendaggi
- 1 Laccio emostatico
- 1 Ice pack ghiaccio istantaneo
- 1 Sacchetto rifiuti sanitari
- 1 gel disinfettante mani 100 ml
- 10 ditali in lattice mis L
- 1 SOFT next 6x100 cm blu bendaggio adesivo
- 10 bustine 3,5 g gel per ustioni sterili
- 2 Tampobenda 80x100 sterile M
- 1 conf 100 cerotti assortiti blu detectable
- 5 Salvietta clorexidina
- 8 film clorexidina digluconato 0,2%
- 1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 1 Tappo soluzione lavaggio oculare

## KIT REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO HACCP ALLEGATO 2 DM388 CONTENUTO MAGGIORATO FINO A 2 LAVORATORI



<b>Modello</b>	<b>PPDM027</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Contenuto a norma dell'ALLEGATO 2 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 27 del 03 febbraio 2004 D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45
<b>Regolamento UE</b>	I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso, sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017.

### Contenuto:

- 1 Foglio istruzioni Dlgs 81 / DM 388
- 1 Disinf. 125 ml IODOPOVID. IODIOPHARM
- 2 Guanti COPOLIM paio sterili mis.Unica
- 1 Soluzione fisiol 250 ml / CE
- 1 Garza 18x40 sterile singola
- 1 Pinzetta sterile cm 10
- 1 Pacchetto 20 g di cotone
- 1 Astuccio 10 Cerotti assortiti
- 1 Rocchetto 5m x 2,5 cm PLASTOSAN TNT
- 1 Benda m 4 x 10 cm elasticizzata
- 1 Forbici STD 10 cm manico plastica
- 1 Laccio piatto emostatico NITRILE
- 1 Sacch. RIFIUTI SANITARI 180x250 mm minig
- 3 Compressa garza cm10x10 8 strati sterile
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 10 ditale in lattice mis L conf. 100 pz.
- 1 SOFT NEXT 6x100 cm BLU bendaggio ades.
- 5 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
- 2 Tampobenda 80x100 sterile M
- 1 conf 100 cerotti ASSORTITI BLU detect.
- 5 Salvietta CLOREXIDINA
- 1 Telo triangolare TNT cm.96x96x136
- 1 Tappo soluzione lavaggio oculare